



ABILIA



Varsling

– hjelpemidler som varsler ved epilepsianfall
og behov for tilsyn





Våre varslingshjelpemidler er designet for at personer med behov for ekstra trygghet, skal kjenne seg trygge i og utenfor hjemmet.

Det kan være personer som trenger ekstra tilsyn eller en person med epilepsi som trenger rask hjelp ved et anfall.

Våre alarmer bidrar til en tryggere hverdag for både brukere og pårørende.





Epilepsialarmer

Stasjonære og bærbare alarmer som varsler når en person har et generalisert tonisk-klonisk epileptisk anfall (GTK-anfall) med muskelkramper.

Disse kan brukes hele døgnet, bare i sengen eller når personen er hjemmefra. Alarmer kan mottas av pårørende eller helsepersonell direkte fra enheten, eller via viderevarslingsystem eller andre alarmsystemer. Løsningene fungerer i alle typer boliger og pleiemiljøer.



«Varslingshjelpemidler kan gi en mye større frihet til å gå på fjelltur, reise på turer eller bevege seg friere i hverdagen.»

LES ARTIKKELEN MED RÅD
fra ergoterapeuter ved Røysumtunet



Les mer på
websiden



Emfit epilepsialarm



**Les mer på
websiden**



Emfit epilepsialarm er en bevegelsesmonitor som registrerer og varsler når en person har et generalisert tonisk-klonisk (GTK-anfall) epileptisk anfall med muskelkramper i sengen.

En sengesensor plasseres under madrassen og kobles sammen med en kontrollenhet som festes i nærheten av sengen.

Emfit kan også detektere fravær fra sengen, hvis en person ikke kommer tilbake til sengen innen en forhåndsinnstilt tid.

Bidrar til større trygghet og visshet for både bruker og pårørende at hjelpen er nær ved behov om natten.

Produktet er på rammeavtale med NAV



Fuktalarm kontrollenhet

Fuktalarm detekterer når det oppstår væske i sengen, i forbindelse med f. eks et epilepsianfall. Kontrollenheten plasseres i umiddelbar nærhet av sengen.

**Les mer på
websiden**



Fuktsensor laken

Fuktsensor laken plasseres i sengen og kobles sammen med Fuktalarm kontrollenhet

*Produktene er på
rammeavtale med NAV*

**Les mer på
websiden**



EpiSafe 4G



**Les mer på
websiden**



EpiSafe 4G er en innendørsalarm som registrerer og alarmerer ved generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK-anfall) med muskelkramper.

Stasjonær alarm som varsler hele døgnet og bidrar til trygghet i hjemmet

Sensoren festes rundt enten venstre eller høyre håndledd, som en klokke, og kan brukes både i sengen og når personen er oppreist.

EpiSafe 4G videregirer alarmen til en trådløs mottaker eller smarttelefon, via sms og/eller oppringing. Sender og mottaker kommuniserer med hverandre via trådløse signaler.

Produktet er på rammeavtale med NAV

*Se introduksjonsfilmer
om produktene på våre
hjemmesider*



EpiMobile



**Les mer på
websiden**



Bærbar epilepsialarm som varsler utendørs og innendørs.

Registrerer og varsler når en person har et generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK-anfall) med muskelkramper.

Består av en armbåndsensor og en dedikert smarttelefon med en egen låst EpiMobile app. Sensoren bæres på den minst aktive armen. EpiMobile kan brukes hele døgnet, innendørs og utendørs.

EpiMobile varsler overalt og bidrar derfor til økt frihet og trygghet, både i og utenfor hjemmet.

Produktet er på rammeavtale med NAV

Tilsynsalarmer

Alarmer som varsler ved fravær fra sengen, fukt i sengen, stemmeaktivert tilkalling eller bevegelsesmonitorering.

Alarmer kan mottas av pårørende eller helsepersonell direkte fra enheten, i samme rom, eller via viderevarsling eller andre alarmsystemer.

Løsningene fungerer i alle typer boliger og pleiemiljøer.



LAK901

LAK901 registrerer og varsler ved lyd og stemme.

Den kan for eksempel oppfatte lyd og angi varsling fra et rom, selv om personen som behøver assistanse er i et annet rom.

Produktet er på rammeavtale med NAV

*Les mer på
websiden*



Emfit Safebed

Emfit Safebed er en fraværsalarm som merker om en person forlater sengen og ikke kommer tilbake innen forhåndsinnstilt tid.

*Les mer på
websiden*





PIR II

Trådløs bevegelsesdetektor som registrerer bevegelse innenfor et område. Kan også indikere inaktivitet.

*Les mer på
websiden*



SMILE

Bærbar radiosender med alarmknapp. Produktet brukes når en person vil påkalle oppmerksomhet hos pårørende eller omsorgsperson i et annet rom.

*Les mer på
websiden*



Viderevarsling

– utvidet rekkevidde av varslingen

Viderevarsling brukes for å utvide rekkevidden til varslingshjelpemiddelet ved epilepsianfall eller behov for tilsyn. Viderevarslingen bidrar til større bevegelsesfrihet for både bruker og pårørende eller pleiepersonell.

Løsningene må alltid kombineres med epilepsi- eller tilsynsalarm.

Sender P163



Sender P163 og Mottaker P202

- Intern viderevarsling

Sender P163 og Mottaker P202 kobles sammen med alarmsystemet og viderevarsler til omsorgspersoner, familie eller pleiepersonell når en alarm utløses.

Enhetene overvåker også hverandre hvis feil skulle oppstå, og varsler når en mottaker har mistet radiokontakten med en sender – også kalt heartbeat.

Egnet for:

- Emfit Epilepsialarm
- LAK901 lydalarm
- EpiSafe 4G

Produktet er på rammeavtale med NAV

Mottaker P202



**Les mer på
websiden**

Mottaker P202

Mottaker-enhet for alarm som utløses innendørs.

Egnet for:

- Fuktalarm

**Les mer på
websiden**

Produktet er på rammeavtale med NAV





4G Cloud Key

- Ekstern viderevarsling

4G Cloud Key er et 4G-modem som kobles mellom et alarmvarslingssystem og et 4G mobilt nettverk for å videresende alarm i form av anrop og/eller sms.

Egnet for:

- Emfit Epilepsialarm
- LAK901
- Fuktalarm



*Les mer på
websiden*

Produktet på rammeavtale med NAV



TREX

Personsøker som mottar alarm direkte fra visse overvåkingsalarmer

Egnet for:

- SMILE
- PIR II

*Les mer på
websiden*



Tilbehør

Besøk vår hjemmeside for oversikt over aktuelt tilbehør.

Et eksempel på tilbehør er en repeater, som videresender signaler mellom sender og mottaker, så det oppnås en økt rekkevidde.



*Les mer på
websiden*



Vi i Abilia er engasjerte fagpersoner med bred og lang erfaring med hjelpemidler. Vi vet hvor viktig det er at hjelpemidlene er tilpasset hver enkelt brukers behov og tilbyr derfor rådgivning til brukere, pårørende og fagpersoner for at de skal finne og implementere riktig løsning. Vi legger stor vekt på korrekt levering, service og støtte.

Produktene markedsføres som tekniske hjelpemidler klasse I for personer med funksjonshemninger og oppfyller Forskrift (EU) 2017/745 - MDR.

Service og support

Uansett hvilket hjelpemiddel fra Abilia man velger, så inngår alltid 2 års garanti. Vår service- og supportavdeling er bemannet alle virkedager i kontortiden. Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe.

Kurs og temadager

Vi holder regelmessige presentasjoner, workshops, temadager og kurs om hjelpemidlene våre. Kontakt oss direkte ved behov for ytterligere informasjon om våre produkter og våre aktiviteter.



*Se oversikt over
kurs, webinar og
temadager*



Kontakt oss



*«Våre løsninger er gode og stabile
og bidrar til økt frihet og trygghet,
både i og utenfor hjemmet.»*

– GRO ESKELAND
*Fagansvarlig Varsling og
Omgivelseskontroll, Abilia*



ABILIA

14:11



ALARM

Name: TOR
Location: BEDROOM
Type: Epilepsy Monit
Event: User Call
Elapsed Time: 0:02

Pending

Accept



11:16


Aktiv - alt ok



OK

EP safe

Andre fagområder




Kognisjon

Våre kognisjonshjelpemidler bidrar til å hjelpe brukeren med å visualisere og forholde seg til tid, gi støtte til hukommelse, bistå med struktur, rutiner og gjennomføring.

Kommunikasjon

Vi tilbyr personer som har vansker med å kommunisere mulighet til å bli hørt. Trykket materiell med symboler, stemmeforsterking og digitale løsninger med tekst eller symboler, omgivelseskontroll og PC kontroll som betjenes med touch, alternativ betjening eller øyestyring.



Omgivelseskontroll

Produkter som legger tilrette for at du kan selv styre omgivelsene som f.eks. slukke lys, se på TV og lytte til musikk, endre sitte- eller liggestilling, slippe inn gjester og mye mer.

Sosial interaksjon

Komp Pro sosial kontakt mellom analoge tjenestemottakere, helsepersonell, og deres pårørende. Komp Pro selges direkte til kommuner og institusjoner.

**Riktig hjelpemiddel
til rett tid kan være
avgjørende**

VER 2026.09.21



Abilia AS | www.abilia.no | info@abilia.no | +47 23 28 94 00

ABILIA